

MultiCath

Catéter de diagnóstico multipolar

Diversas curvas y diferentes espaciados entre polos proporcionan gran flexibilidad a la hora de elegir el catéter Multicath adecuado en cualquier aplicación.

- Torque excelente
- Excepcional calidad de señal
- Forma y configuración de polos óptima para cada aplicación
- Colocación rápida y estable

MultiCath

Guía rápida

MultiCath 6F	2 polos		4 polos						6 polos	10 polos				
	5 mm Josephson 351 187	5 mm Damato 351 190	5 mm Josephson 351 185	5 mm Damato 351 189	5 mm Courmand 351 183 (Soft)	5 mm Multipurpose 351 194					2 mm Josephson 351 186	5 mm Josephson 351 193	2-5-2 mm Josephson 351 192	2-8-2 mm Josephson 351 191
			351 182 (Soft)	351 181 (Soft)		351 183 (Soft)	351 180 (Soft)							
MultiCath 5F	2 polos		4 polos						6 polos	10 polos				
			2 mm Josephson sp 351 170	5 mm Josephson sp 356 434	2-5-2 mm Josephson sp 351 171 (80 cm)	2-5-2 mm Damato 351 175	2-5-2 mm Courmand 351 177	5 mm HIS 359 385	5 mm Multipurpose 359 387	2-5-2 mm Josephson sp 351 173	2-5-2 mm Josephson sp 359 388	2-8-2 mm Josephson sp 359 389		
					356 433 (100 cm)									
MultiCath 4F	2 polos		4 polos						6 polos	10 polos				
			5 mm Josephson sp 356 728	2-5-2 mm Josephson sp 356 727	5 mm Courmand 356 726	2-5-2 mm Courmand 356 725								

Woxx

Catéter multipolar para diagnóstico electrofisiológico



- Superficie de electrodo con perfil para mejor contacto con tejido
- Material del cuerpo woven para eliminar oscilaciones

© VascoMed
Institut für Kathetertechnologie
Reservados todos los derechos. Especificaciones sujetas a modificación, revisión y mejora.

© MultiCath es marca registrada de BIOTRONIK GmbH & Co. KG

CE 0123
93/42/EEC

362404/A/712

Distribuidor:
BIOTRONIK GmbH & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin · Germany
Tel. +49 (0) 30 68905-0
Fax +49 (0) 30 6852804
sales@biotronik.com
www.biotronik.com



MultiCath

Catéter multipolar para diagnóstico electrofisiológico

Distancias cortas, éxito rápido.



MultiCath 6F

- Muy amplio rango de curvas específicas para diferentes aplicaciones
- Disponible también con punta suave «SoftTip» particularmente atraumática

MultiCath 5F

- Perfectamente adecuado para todos los estudios electrofisiológicos
- Cuerpo de catéter especialmente flexible para buen contacto

MultiCath 4F

- Permite acceso a través de la vena braquial o vena yugular
- Excelente en aplicaciones pediátricas

MultiCath 6 F	MultiCath 2J 5 mm	MultiCath 2D 5 mm	MultiCath 4J SoftTip 5 mm	MultiCath 4D SoftTip 5 mm	MultiCath 4C SoftTip 5 mm	MultiCath 4M SoftTip 5 mm	MultiCath 10J 2 mm	MultiCath 10J 5 mm	MultiCath 10 CS 2-5-2 mm	MultiCath 10 CS 2-8-2 mm
Número de electrodos	2	2	4	4	4	4	10	10	10	10
Espaciado entre electrodos	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2-5-2 mm	2-8-2 mm
Tipo de curva	Josephson	Damato	Josephson	Damato	Cournand	Multipurpose	Josephson	Josephson	Josephson	Josephson
Longitud catéter	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Cable de paciente	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-10	MPK-10	MPK-10	MPK-10
Referencia	351 187	351 190	351 185 (MC 4) 351 182 (MC 4 SoftTip)	351 189 (MC 4) 351 181 (MC 4 SoftTip)	351 188 (MC 4) 351 183 (MC 4 SoftTip)	351 194 (MC 4) 351 180 (MC 4 SoftTip)	351 186	351 193	351 192	351 191

MultiCath 5F	MultiCath 4J sp 2 mm	MultiCath 4J sp 5 mm	MultiCath 4J sp 2-5-2 mm	MultiCath 4D 2-5-2 mm	MultiCath 4C 2-5-2 mm	MultiCath 4HIS 5 mm	MultiCath 4M 5 mm	MultiCath 6J sp 2-5-2 mm	MultiCath 10J sp 2-5-2 mm	MultiCath 10J sp 2-8-2 mm
Número de electrodos	4	4	4	4	4	4	4	6	10	10
Espaciado entre electrodos	2 mm	5 mm	2-5-2 mm	2-5-2 mm	2-5-2 mm	5 mm	5 mm	2-5-2 mm	2-5-2 mm	2-8-2 mm
Tipo de curva	Josephson special	Josephson special	Josephson special	Damato	Cournand	HIS	Multipurpose	Josephson special	Josephson special	Josephson special
Longitud catéter	80 cm	100 cm	80 cm/100 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Cable de paciente	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-10	MPK-10	MPK-10
Referencia	351 170	356 434	351 171 (80 cm) 356 433 (100 cm)	351 175	351 177	359 385	359 387	351 173	359 388	359 389

MultiCath 4F	MultiCath 4J sp 5 mm	MultiCath 4J sp 2-5-2 mm	MultiCath 4C 5 mm	MultiCath 4C 2-5-2 mm
Número de electrodos	4	4	4	4
Espaciado entre electrodos	5 mm	2-5-2 mm	5 mm	2-5-2 mm
Tipo de curva	Josephson special	Josephson special	Cournand	Cournand
Longitud catéter	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Cable de paciente	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-4
Referencia	356 728	356 727	356 726	356 725

