

Woxx


Catéter de diagnóstico multipolar de alta calidad

Referencias Woxx

	Woxx 4C 5 mm	Woxx 4J 2-5-2 mm	Woxx 4J 5 mm	Woxx 10C 2 mm	Woxx 10C 5 mm	Woxx 10J 2-5-2 mm
Número de electrodos	4	4	4	10	10	10
Espaciado entre electrodos	5 mm	2-5-2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2-5-2 mm
Tipo de curva	Cournand	Josephson	Josephson	Cournand	Cournand	Josephson
Longitud catéter	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Cable de paciente	MPK-4	MPK-4	MPK-4	MPK-10	MPK-10	MPK-10
Referencia	346670	346671	346672	346729	346730	346667

Cables de paciente

	MPK-4	MPK-10
Conector al dispositivo	4 pines de 2 mm (aislados)	10 pines de 2 mm (aislados)
Longitud	2,0 m	2,0 m
Catéteres compatibles	Woxx 4C 5 mm Woxx 4J 2-5-2 mm Woxx 4J 5 mm	Woxx 10C 2 mm Woxx 10C 5 mm Woxx 10J 2-5-2 mm
Referencia	335805	335804



© Dr. Osypka GmbH
Reservados todos los derechos. Especificaciones sujetas a modificación, revisión y mejora.

® Woxx es marca registrada de BIOTRONIK GmbH & Co. KG


CE 0123
93/42/CEE

Distribuidor:
BIOTRONIK GmbH & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin · Germany
Tel +49 (0) 30 68905-0
Fax +49 (0) 30 6852804
sales@biotronik.com
www.biotronik.com

BIOTRONIK

BIOTRONIK

Perfección en el diseño



Woxx. Perfección en el diseño

El diseño flexible del catéter Woxx y su capacidad de conservar su curva lo hace ideal en cualquier aplicación práctica: La excepcional estabilidad longitudinal y a la torsión permiten la colocación rápida y precisa. El diseño perfilado de los polos lo hacen ideal en estructuras cardiacas complejas.

Bentajas clinicas:

- Facil maniobrabilidad
- Excelente estabilidad
- Contacto seguro con la pared
- Calidad excepcional de señal
- Colocación perfecta

Polos con perfil que proporcionan mejor contacto con tejido y calidad de señal.

Diseñado para aplicaciones prácticas

- Diversos espaciados entre polos
- Electrodo con perfil
- Excepcional torque
- Material del cuerpo de woven
- Diámetro de 6 F
- Sección de elevada flexibilidad en la punta atraumático

