



FICHA TECNICA

Guía Cruiser 18

Biotronik / Suiza

- Guía de angioplastía 0.018"
- Largo de la guía: 195/300 cm.

Guía Cruiser para angioplastía coronaria 0,018" , , alma central en Nitinol enriquecido con Cromo, shaft revestido en PTFE, revestimiento distal hidrofóbico, punta radiopaca. Puntas: media. Soportes: Standard. Embalaje individual, estéril, con datos de identificación, procedencia, tipo y fecha de esterilización, validez, número de lote y registro.

Biotronik, Suiza

